

1	1 Erteilende Zollbehörde Hauptzollamt Hannover Waterloostr. 5 30169 Hannover	2 VZTA-Nummer DE 13495/15-1
	3 Berechtigter (Name und Anschrift) DE958873040420325 / 0000 inocare Medical GmbH Eiterbacher Str. 16 69253 Heiligkreuzsteinach	4 Datum der Erteilung 2015/08/19
1	<b>Wichtige Hinweise</b> Unbeschadet des Artikels 12 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates bleibt diese VZTA 6 Jahre, vom Datum der Erteilung an gerechnet, gültig. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für Zwecke der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission gespeichert, und die VZTA-Daten, einschließlich etwaiger Fotos, Abbildungen, Broschüren, usw., jedoch ohne die Angaben in den Feldern 3 und 8, können der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht werden. Der Berechtigte hat das Recht, einen Rechtsbehelf gegen die VZTA einzulegen.	5 Datum und Nummer des Antrags 2015/06/22 Stefan Frey
		6 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1090 00 **** * 0***

7 Warenbeschreibung

Schulter-Arm-Abduktionsorthese, sog. Deltacare Kissen, in verschiedenen Größen (S bis XL), bestehend aus einem 15° Abduktionskeil in Form eines anatomisch geformtem, oben mit gebogener, wellenförmiger Oberfläche, mit Daumenloch und mit über Umlenkösen befestigtem Leibgurt versehenen Taillenkissens aus Schaumstoff sowie einer offenen Armtasche mit gepolstertem Schultergurt und Umlenkösen, außen mit einem Hakenband zur Befestigung am Kissens versehen. Die Vorrichtung wird seitlich am Oberkörper des Patienten befestigt, wobei der angewinkelte Unterarm in der Tasche in Abduktionsstellung von 15° auf dem Kissen fixiert wird.  
 Äußere Form: siehe Abbildungen in der Anlage.

Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter durch Fixierung des Arms am Oberkörper bei Muskel- und Sehnenverletzungen (Oberarm), periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenkes, nach Eingriffen zur Rekonstruktion der Rotatorenmanschette sowie nach arthroskopischer Kalkdepot-Entfernung der Rotatorenmanschette.

Die Ware, welche mit einer Gebrauchsanweisung in einer Kunststoffüte und zusätzlich in einem Pappkarton verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkungen und Gelenkverletzungen" eingereiht.

8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben

Art.-Nr. 218-5-6

vertrauliche Daten

9 Begründung der Einreihung

Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6

10 Die VZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:

Beschreibung  Kataloge  Fotos  Muster/Proben  Sonstiges

Ort Hannover

Datum 19. August 2015

Unterschrift  
Im Auftrag

  
(Meiske)

