

Stacksche Fingerschiene

Art. Nr. 385

PZN vorhanden

Stacksche Fingerschiene für Knopflochfinger

Art. Nr. 386

PZN vorhanden

Stacksche Fingerschiene – Starter Kit

Art. Nr. 385-5-10 bzw. 385-5-20

Jeweils 8 Stück der verfügbaren Größen, d. h. insgesamt 64 Stück.



Stacksche Fingerschiene für Knopflochfinger – Starter Kit

Art. Nr. 386-5-10 bzw. 386-5-20

Jeweils 7 Stück der verfügbaren Größen, d. h. insgesamt 56 Stück.



Die Fingerschiene aus perforiertem Kunststoffmaterial ist erhältlich in zwei verschiedenen Farben (klar und hautfarben) und für alle Finger verwendbar (Größe 1–7). Das Produkt ist generell in beiden Farben verfügbar.

Indikation

- nach Fraktur, Luxation oder Bandverletzung des Fingers oder Daumens
- zum Schutz vor traumatischen Unfällen
- bei Strecksehnenabrissen
- bei Fingerspitzenverletzungen (nur Art. Nr. 385)
- bei Nagelbettverletzungen (nur Art. Nr. 385)

Wirkungsweise

- Ruhigstellung der DIP-Gelenke (Art. Nr. 385)
- Ruhigstellung der PIP-Gelenke (Art. Nr. 386)

Maßnahmen

Art. Nr. 385: **Umfang DIP-Gelenk**
 Art. Nr. 386: **Umfang PIP-Gelenk**
 L = Länge des Produkts in cm

Materialhinweise

Unelastisches Kunststoffmaterial
 stützendes Schalenmaterial
 stabilisierend
 hautfreundlich
 pflegeleicht
 latexfrei

Größentabelle

Stacksche Fingerschienen Erwachsene Art. Nr. 385 | DIP-Gelenke

Erwachsene Art. Nr. 386 | PIP-Gelenke

Größe	1	2	3	4	5	5,5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Länge (L) in cm	5	5,3	5,5	6,2	6	6	6,5	6,2	5	5	5	5	5,4	5,4	5,7
Umfang in cm	4,5	5	5	6	6,5	7	7	7,8	4,5	5	5,5	6,5	7	7,5	7,9
Farbe	klar oder hautfarben								klar oder hautfarben						