

Fingerfix

Art. Nr. 387
PZN: vorhanden

Band zur Fixierung von zwei Fingern oder Zehen aneinander

Durch Schlaufendesign mühelos anzulegen. Rutschfester Schaum sorgt für sicheren Halt auf der Haut.

Farbe wie abgebildet.



Fingerfix breit



Fingerfix schmal

Indikation

- Verstauchungen
- kleine Frakturen
- eingeklemmte Finger

Wirkungsweise

- Schutz und Stabilisierung des Fingers bzw. des Zehs


Maßnahmen

Passend für alle Größen

Materialhinweise

Nylon, Lycra, Schaum

Größentabelle Fingerfix



Größe	schmal	breit
Breite in mm	13	26